

## OKKLAMAT

### Aplicación:

Para rebase parcial y rebase completo de prótesis completas y prótesis parciales. El OKKLAMAT asegura la posición espacial de una prótesis que se va a rebasar hacia el nuevo soporte de la prótesis (modelo de yeso) después de retirar el material de impresión.

### Componentes individuales:

- 1 disco de fondo perforado de plástico con 3 pilares de acero
- 1 disco de tapadera de plástico con pilares cónicos
- 3 arandelas
- 3 tornillos de mariposa

### Procedimiento:

Abra el OKKLAMAT. Gire los tornillos de mariposa para abrir, retire las arandelas y levante el disco de tapadera.

**Opción 1:** Rellene con yeso la prótesis cargada con material de rebase. En el mismo paso de trabajo aplique algo de yeso en medio del disco de fondo y posicione la prótesis rellena sobre este. Alinee la prótesis paralelamente hacia el tablero de la mesa y permita que el yeso endurezca.

**Opción 2:** Fabrique un modelo completo y deje la prótesis sentada sobre este. Después de su fraguado recorte el modelo. Aplique algo de yeso en medio del disco de fondo y posicione el modelo sobre este. Alinee la planicie oclusal paralelamente hacia el tablero de la mesa y permita que el yeso endurezca.

Ahora forme un rollo con el yeso ya ligeramente espeso y aplique este sobre las superficies oclusales de los dientes de la prótesis. Mientras el yeso aún esté blando vuelva a armar el Okklammat reajustando el disco de la tapadera con sus arandelas sobre los pilares y después cerrando firmemente los tornillos de mariposa. Mediante las aperturas de recepción cónicas en el disco de la tapadera este encuentra una posición segura y reproducible.

Fije el rollo de yeso previamente fabricado con más yeso al disco de la tapadera. De esta manera usted consiga una codificación reproducible de la prótesis hacia su nuevo soporte de prótesis.

Después de que todos las porciones de yeso estén endurecidas vuelva a abrir el Okklammat tal como está descrito y retire la prótesis de la llave de yeso. Retire el material de impresión y prepare la base de la prótesis como de costumbre para el rebase parcial o rebase completo. Fije la prótesis de nuevo en las impresiones oclusales de la llave de yeso con cera adhesiva o supercola. Aplique nuevo material protético al lado basal de la prótesis. Firmemente ensamble de nuevo el Okklammat como antes descrito mientras el nuevo plástico aún se pueda moldear bien. Aprete bien los tornillos de mariposa sobre las arandelas. Finalmente polimerice la prótesis incluyendo el Okklammat como de costumbre.

### Fabricante:

DFS-DIAMON GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

Rev. 09/14