

Clean-Orange limpiador naranja

Ámbito de aplicación:

Limpieza de superficies de muebles de laboratorio y consultorio y superficies de acero inoxidable;
Precaución: puede disolver algunos plásticos, para limpiar cubetas de impresión.

Indicaciones de aplicación:

Diluir con agua, dependiendo del grado de contaminación.

Calidad:

Remueve restos de silicona, alginato y pastas de Zinc-Eugenol y sangre.
No adecuado para uso en baño ultrasónico.

Riesgos:

En caso de ingestión consulte a un médico.
Evitar contacto con la piel o los ojos, puede provocar irritación de la piel.

Eliminación:

Evite que entre en el alcantarillado en concentración pura.

Fabricante:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14