

Durolan fedőlakk

Alkalmazási terület:

A fedőlakkok helykitöltőként funkcionálnak a korona- és hídmunkálatok rögzítőanyagai számára. A DFS-Diamon GmbH ehhez különböző erősségű festékeket szállít aszerint, hogy a kezelő milyen konzisztenciában dolgozza fel a cementet/ragasztót.

Alkalmazási mód:

Használat előtt rázza fel, amíg egyenletes színtónust nem lát a palackban. A csavaros kupakban lévő ecsettel egyenletesen és vékonyan vigye fel a lakkot. Alapozóként/keményítőként Plastodur (DFS) ajánlott. Ez kompatibilis a Durolan fedőlakkal, és jól megköt a következő felviendő réteghez. Első mázolásához az áttetsző fedőlakk is használható. Javasoljuk, hogy az első réteget az elkészítési határ fölé terjessze ki, hogy védelmet nyújtson a mechanikai sérülésekkel szemben. Az első réteg megszáradása után vigye fel a valódi színes fedőlakkot. Törekedjen az egyenletesen fedő felvitelre, amely körkörösén kb. 1 mm-re az elkészítési határ előtt ér véget. Ha a lakk túl sűrű, vagy túl hosszú a száradási idő, a Durolan a hozzá tartozó hígítóval valamelyest módosítható.

Felvitel vastagsága:

áttetsző	3-5 µm
kék	4-6 µm
piros	8-12 µm
ezüst	12-14 µm
arany	14-16 µm

A száradási idő kb. 30 másodperc.

A száradási idő eltelte után további rétegek vihetők fel. A viszkozitás a hozzá tartozó hígítóval szabályozható.

Óvintézkedések:

Kézvédelem: Viseljen PVC védőkesztyűt. Hosszú vagy ismételt érintkezés esetén: Ápoló krémmel kenje be a termékkel érintkező kezet.

Szemvédelem: Az oldószer fröccsenése ellen viseljen védőszemüveget.

Testvédelem: Viseljen természetes szövetből (pl. pamut) vagy hőálló szintetikus szövetből készült antisztatikus ruházatot. Bőrre kerülés után alaposan tisztítsa le.

Tulajdonságok:

Vízgőzzel és szigetelőanyagokkal szemben ellenálló. Egyenletesen fedő, karcolásálló és szigetelő.

Tárolás:

A tárolás a gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírások (VdF) szerint történik. Maximum 2 év egyenletes, 30 °C-ot nem meghaladó hőmérsékleten.

Gyártó:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890