

Lac de bonturi Durolan

Domeniu de aplicare:

Lacurile de bonturi marchează locul pentru materialul de fixare (de ex. ciment) coroane & punți. DFS- Diamon GmbH furnizează în acest scop diferite culori și diferite grosimi, în funcție de preferința stomatologului cu privire la cimentul / adezivul folosit.

Mod de aplicare:

Agitați înainte de folosire, până se vede o culoare uniformă în flacon. Aplicați uniform în strat subțire cu pensula integrată în capacul filetat. Pentru grunduire / întărirea bontului recomandăm Plastodur (DFS). Acesta este compatibil cu lacul pentru bonturi Durolan și se îmbină ferm cu următorul strat aplicat. La fel, ca prim strat poate fi folosit lacul pentru bonturi transparent. Recomandăm extinderea primului strat dincolo de limita de preparare, pentru a-i oferi protecție față de deteriorarea mecanică. După uscarea primului strat se aplică lacul color pentru bontul propriu-zis. Se va aplica uniform până la cca. 1 mm de limita de preparare. Dacă lacul este prea vâscos sau prezintă un timp de uscare prea lung, se poate dizolva puțin cu diluantului aferent.

Grosime de aplicare:

transparent	3-5µm
albastru	4-6 µm
roșu	8-12 µm
argintiu	12-14µm
auriu	14-16µm

Timpul de uscare este de cca. 30 secunde.

După uscare pot fi aplicate alte straturi. Vâscozitatea poate fi controlată cu diluantul aferent.

Măsurile de protecție:

Protecția mâinilor: Purtați mănuși de protecție din PVC. La contact îndelungat sau repetat, aplicați cremă de protecție pe suprafața pielii care a venit în contact cu produsul.

Protecția ochilor: Pentru protecție împotriva stropilor de diluant purtați ochelari de protecție.

Protecția corpului: Purtați îmbrăcăminte antistatică din fibre naturale (de ex. bumbac) sau fibră sintetică termorezistentă. După contact curățați temeinic suprafețele de piele.

Proprietăți:

Rezistent față de vaporii de apă și lichidele de izolare. Acoperă uniform, rezistă la zgârieturi și izolează.

Depozitare:

Depozitare în conformitate cu prevederile privind depozitarea lichidelor inflamabile (VdF). Maxim 2 ani la o temperatură constantă, nu peste 30° C.

Producător:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14