

GALVANET ezüst vezetőképes lakk

Alkalmazás:

Használat előtt felrázandó!

Használat után jól zárja le!

Felvétel előtt zsírozza meg a fém felületeket (pl. alkohol)! A gipsz felületeket csak teljesen megkeményedett állapotban vonja be, és szükség esetén mikrohullámmal szárítsa meg. Ecsettel **egyszer** vigye fel. Az ecsettel lehetőleg egyenletes tapadással és gyorsan, csak egy irányban mázoljon, így egyenletesen vékony réteg képződik! Törekedjen **egy** fedő réteg kialakítására. Kerülje a lakkozott felület kijáratát és a tócsaképződést! Hagyja teljesen megszáradni. A GALVANET nagyon gyorsan száradó vezetőképes lakk. Javasoljuk, hogy a további megmunkálás előtt azonban várjon 5 percet, amíg megszárad.

Az aranyfürdőből való kivétel után, a galvanikus folyamatok befejezésekor oldja fel a gipszcsontot ultrahangos fürdőben, gipszoldóval. Fémre történő közvetlen galvanizáláskor óvatosan húzza le a galvanizáló sapkát. Ezután távolítsa el az ezüst vezetőképes bevonatot a finom arany sapkáról 30%-os nitrogénsavval ultrahangos fürdőben.

Óvintézkedések:

- Gyújtóforrásoktól tartsa távol.
- Kerülje a bőrre kerülést.
- A törléshez ne használjon vizet.
- Jól szellőztesse ki a helyiséget. Ne lélegezze be a gőzöket.
- Védőszemüveg, oldószerálló védőkesztyű.
- Speciális hulladék. Ne jusson a csatornahálózatba.

Tulajdonságok:

Gyúlékony

Tárolás:

A kiszáradás ellen tartsa szorosan lezárva az edényt.

Gyártó:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 07/14