

## Okklean și Telescan

### **Domeniu de aplicare:**

Pentru aplicare extraorală!

### **Sprayul de ocluzie**

se folosește la vizualizarea contactelor ocluzale și pentru ajustarea lucrărilor de coroane și punți.

### **Telescan**

se folosește la coroanele telescopate și la atașamente, la prepararea modelelor înainte de scanare.

### **Mod de aplicare:**

A se agita puternic înainte de utilizare. Distanța de pulverizare cca. 3-5 cm. Pulverizați scurt, intermitent rotind simultan obiectului pulverizat. Nu este nevoie să se acopere toată suprafața. Poate fi îndepărtat ușor cu pensula, sub jet de aburi sau apă. Nu decolorează gipsul.

### **Calitate:**

Vapori ultrafinați. Față de spray-urile de ocluzie obișnuite, Okklean și Telescan nu sunt solubile în apă; astfel modelele de gips nu se decolorează prin absorbția apei colorate.

### **Pericole:**

Evitați inhalarea vaporilor pulverizați

### **Depozitare:**

- Tubul se află sub presiune.
- Nu expuneți razele solare directe, pericol de explozie.
- Protejați de încălzirea peste 50°C.

### **Eliminare:**

Cu deșeurile generale de laborator (doze metalice).

### **Producător:**

DFS-Diamon GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

---

Rev. 11/14