

Fluxur

Nombre del producto:

Fluxur, fundente para todas las aleaciones dentales.

Composición:

hidroxi-fluoroborato-potásico complejo.

Ámbito de aplicación:

Técnica de coronas y puentes, esqueléticos.

Procesamiento:

Preparar la zona que se desea soldar a manera de llegar a un brillo metálico. Aplicar suficiente Fluxur sobre la zona de soldadura tibia antes de calentar con la llama. Seguir calentando hasta llegar a rojo vivo, en caso que fuera necesario echar más Fluxur. Aplicar soldadura, dejar inyectar en la ranura de soldar y brevemente postcalentar.

Después de lentamente enfriar retirar mecánicamente (lijar o con chorro de arena) el fundente acristalado, no utilizar decapante!

Para esto son muy adecuados cepillos de alambre de acero rotativos (número de pedido 60014)

Fabricante:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/13