

Okklean et Telescan

Domaine d'application :

Pour une utilisation hors bouche !

Spray occlusal

Pour mettre en évidence les contacts préliminaires et pour les ajustements sur les couronnes et les bridges.

Telescan

Pour les ajustements sur les travaux télescopiques et les attachements ainsi que la déflexion des surfaces brillantes dans le cadre de la préparation d'une numérisation.

Mode d'application :

Bien agiter avant utilisation. Distance de pulvérisation : env. 3-10 cm. Procéder par petites pulvérisations intermittentes tout en tournant l'objet à traiter. Aucune couche couvrante nécessaire. Se retire aisément au pinceau, à la vapeur d'eau ou sous l'eau courante. Aucune coloration du plâtre n'est à craindre.

Qualité :

Brouillard de pulvérisation ultra-fin. À l'opposé des sprays occlusaux classiques, Okklean et Telescan ne sont pas solubles dans l'eau ; il n'y a donc aucun risque de coloration des modèles en plâtre par l'eau teintée absorbée.

Risques :

Évitez d'inhaler le brouillard de pulvérisation.

Conservation :

Flacon sous pression. Ne pas exposer aux rayons directs du soleil, risque d'explosion.

Élimination :

Avec les déchets généraux du laboratoire (boîtes métalliques)

Fabricant :

DFS-Diamon GmbH * Ländenstrasse 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rév. 11/14