

Plastodur

Domaine d'application :

Augmente l'efficacité des isolants et prévient l'abrasion.
(exemple : contacts antagonistes pour l'analyse d'articulation).

Mode d'application :

Appliquer non dilué au pinceau 1-2 fois selon les besoins.
Résistant aux rayures au bout de 15 min.
Très résistant au bout de 30 min.

Mesures de protection :

Veiller à une ventilation suffisante.

Propriétés :

Durcissement rapide, résistant aux rayures, hydrofuge

Durée de conservation :

2 ans

Conservation :

À température ambiante, ne pas stocker à plus de 35 °C. Ne pas exposer aux rayons directs du soleil.
Protéger du gel.

Attention :

Ne pas jeter les résidus à l'égout !

Fabricant :

DFS-Diamon GmbH * Ländenstrasse 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rév. 11/14