

Clean-Orange Nettoyant à l'orange

Champ d'application:

Nettoyage des surfaces (meubles et cabinet dentaire) ainsi que des surfaces en acier inoxydable. Attention : peut dissoudre certains plastiques, nettoyage des porte-empreintes dentaires

Méthode d'application:

Dilué dans de l'eau en fonction du degré d'encrassement.

Qualité:

Enlève les résidus de silicone, d'alginate et des pâtes de zinc eugéol ainsi que le sang. Ne convient pas pour une utilisation dans un bain à ultrasons.

Risque:

Consulter un médecin en cas d'ingestion, éviter tout contact avec les yeux et la peau, peut provoquer des irritations de la peau.

Élimination:

Ne pas éliminer le produit non dilué dans les canalisations

Manufacturer:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14