

## Clean-Orange Orangen Reiniger

### **Anwendungsbereich:**

Oberflächenreinigung von Labor –und Praxismöbeln und Edelstahlflächen; Vorsicht: kann einige Kunststoffe anlösen, Reinigung von Abdrucklöffeln

### **Anwendungsweise:**

Verdünnung mit Wasser, je nach Verschmutzungsgrad

### **Qualität:**

Beseitigt Reste von Silikon, Alginat und Zink-Eugenal-Pasten und Blut. Nicht geeignet zum Einsatz im Ultraschallbad.

### **Risiken:**

Bei Verschlucken ärztlichen Rat einholen, Haut und Augenkontakt vermeiden, kann Hautreizungen hervorrufen.

### **Entsorgung:**

Pur nicht in die Kanalisation gelangen lassen

### **Hersteller:**

DFS-DIAMON GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

---

Rev. 11/14