


## Clean-Orange (Orangen-Reiniger)

Erstelldatum: 18.11.2014

Überarbeitet am:



\*Beispielabbildung

### Anwendungsbereich

Oberflächenreinigung von Labor –und Praxismöbeln und Edelstahlflächen; Vorsicht: kann einige Kunststoffe auflösen, Reinigung von Abdrucklöffeln

### Anwendungsweise

Verdünnung mit Wasser, je nach Verschmutzungsgrad

### Qualität

Beseitigt Reste von Silikon, Alginate und Zink-Eugenol-Pasten und Blut. Nicht geeignet zum Einsatz im Ultraschallbad.

### Risiken

Bei Verschlucken ärztlichen Rat einholen, Haut und Augenkontakt vermeiden, kann Hautreizungen hervorrufen.

### Entsorgung

Pur nicht in die Kanalisation gelangen lassen

Rev. 11/14



DFS-Diamon GmbH  
Ländenstraße 1  
93339 Riedenburg  
Germany