

## Clean-Orange narancs tisztítószer

### **Alkalmazási terület:**

Laboratóriumi és rendelői bútorok, valamint rozsdamentes fémfelületek tisztítására. Figyelem: egyes műanyagokat oldhatja! Lenyomati csatornák tisztítására.

### **Alkalmazási mód:**

Vízzel hígítva, a szennyezettség mértékének megfelelően

### **Minőség:**

Oldja a szilikon maradványokat, az alginátot és a cink-eugenol paszta lerakódásokat, valamint a vérszennyeződéseket. Ultrahangos fürdőben nem használható.

### **Kockázatok:**

Lenyelése esetén forduljanak orvoshoz. Kerüljék a termék bőrre és szembe kerülését, esetenként bőrirritációkat okozhat.

### **Ártalmatlanítás:**

Tömény állapotban ne kerüljön a lefolyórendszerbe.

### **Gyártó:**

DFS-Diamon GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

---

Rev. 11/14