

## Tije de turnare tip pară

### **Domeniu de aplicare:**

Fixarea obiectelor de ceară pentru turnare dentară de precizie.

### **Mod de aplicare:**

Forma specială a perelor de turnat servește drept rezervor de topire perfect și ușurează semnificativ producerea turnărilor dentare fără oscilații și retasuri, mai ales a părților turnate masive, ca de ex. coroanele turnate pline sau intermediari. Prin renunțarea la traversă în sistemul de fixare pot fi realizate ușor punți fără oscilații, deoarece contracțiile orizontale ale cerii sunt eliminate prin această metodă de fixare. În plus se atinge reducerea consumului de metal, pentru că nu trebuie umplut un sistem vast de canale de turnare în timpul procesului de turnare. Cel mai bine se aplică cu ceară de fixare (DFS-Diamon GmbH), care pe baza proprietăților sale oferă o stabilitate suplimentară mărită modelării.

### **Calitate:**

Calitate dură cu stabilitate mare și contracție minimă.

### **Pericole:**

Răciți cât mai repede posibil cu jet de apă rece picăturile fierbinți de ceară. Apoi eliminați-le.

### **Depozitare:**

Nu expuneți razelor solare directe.

### **Eliminare:**

Cu deșeurile generale de laborator.

### **Producător:**

DFS-Diamon GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

---

Rev. 11/14